


항락틸 히스톤 H4 (Lys5) 토끼 단일클론 항체 (P62805), Wb, Ihc-P, Elisa 용

품목 번호: CM0000095



소개

이 토끼 단일클론 항체는 인간 히스톤 H4 (SWISS P62805)의 락틸화 라이신 5를 특이적으로 인식합니다. WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증된 이 항체는 후성유전학 및 염색질 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)