

Wb 및 Elisa용 항-라디닌-1(Lad1) 토끼 다클론 항체 - O00515

품목 번호: CM0021690

소개

사람, 마우스, 래트 샘플에 반응하는 웨스턴 블로팅 및 ELISA 검증된 LAD1 토끼 다클론 항체입니다. 기저막 및 세포외기질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LAD1 토끼 pAb
비고/별칭	LadA; LAD1
종	사람
유전자ID (사람)	3898
유전자ID	3898
면역원	사람 LAD1 (NP_005549.2)의 아미노산 40-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	O00515
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스팩