


Wb 및 Elisa용 Anti-Lag3 Rabbit Polyclonal Antibody - P18627

품목 번호: CM0025217



소개

인간 LAG3(CD223)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증됨. 마우스 및 래트와 교차반응; 면역 체크포인트 연구 및 암 면역치료 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LAG3 Rabbit pAb
비고/별칭	CD223; LAG3
종	인간
GeneID (인간)	3902
GeneID	3902
면역원	인간 LAG3 (NP_002277.4)의 아미노산 29-170에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P18627
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스백