

Wb 및 Elisa용 Anti-Lair1 토끼 다클로날 항체 - Q6Gtx8

품목 번호: CM0017448



소개

인간 LAIR1 (CD305)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. NK, B 및 T 세포의 억제성 면역 수용체를 표적합니다. 면역학 및 암 연구 응용 분야에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LAIR1 Rabbit pAb
비고/별칭	CD305; LAIR-1; LAIR1
종	인간(Human)
Gene ID	3903
면역원	인간 LAIR1 (NP_002278.2)의 아미노산 22-163에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q6GTX8
단백질 분량(Protein Weight)	31kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)