

Wb, If-P, Elisa용 Anti-Lair2 Rabbit Polyclonal Antibody - Q6Iss4

품목 번호: CM0014654

소개

인간 LAIR2(CD306)에 대한 고품질 토끼
폴리클론항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광, ELISA에
적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 백혈구
및 면역 수용체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LAIR2 Rabbit pAb
비고/별칭	CD306; LAIR2
종	인간
GeneID (인간)	3904
GeneID	3904
면역원	인간 LAIR2 (NP_002279.2)의 아미노산 22-120에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q6ISS4
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스백