


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Lalba 폴리클론항체 - P00709

품목 번호: CM0027115



소개

인간 LALBA(알파-락탈부민)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체. WB, IHC-P, ELISA에서 검증됨. 마우스 및 래트와 교차 반응함. 유당 합성 효소 연구 및 유전 생물학 연구에 유용함.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LALBA Rabbit pAb
비고/별칭	LYZG; HAMLET; LALBA
종	인간
GeneID (인간)	3906
GeneID	3906
면역원	인간 LALBA (NP_002280.1)의 아미노산 20-142에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P00709
단백질 무게	16kDa
배송	아이스백