

Anti-Lama4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q16363

품목 번호: CM0014269

소개

LAMA4 Rabbit Polyclonal Antibody는 WB 및 ELISA 애플리케이션에서 인간 라미닌 서브유닛 알파-4(203kDa)를 특이적으로 검출합니다. 라미닌 매개 세포 부착, 배아 발생 및 기저막 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LAMA4 Rabbit pAb
비고/별칭	LAMA3; CMD1JJ; LAMA4*-1; LAMA4
종	Human
GeneID (human)	3910
GeneID	3910
면역원	합성 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human
SWISS	Q16363
단백질 분자량	203kDa
배송	아이스 팩