

Anti-Lamb3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q13751

품목 번호: CM0013247

소개

LAMB3 토끼 폴리클론항체(pAb)는 인간 및 쥐 반응성을 갖춘 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 표적은 라미닌 서브유닛 베타-3으로, 세포 부착에 관여하는 기저막 당단백질입니다. 세포외 기질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LAMB3 Rabbit pAb
비고/별칭	A11A; LAM5; JEB1A; JEB1B; LAMNB1; BM600-125KDA; LAMB3
종	인간
유전자 ID	3914
면역원	재조합 단백질 인간 LAMB3(NP_000219.2)의 아미노산 762-1004에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q13751
단백질 분자량	130kDa
배송	아이스백