

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-람다(Lambda) 경쇄 단일클론 항체 - P01701

품목 번호: CM0003015

소개

인체 IGLV1-51(람다 경쇄 가변 영역)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA 검증을 완료하였으며 마우스 및 래트와 교차 반응성을 보입니다. 면역글로불린 연구 및 진단 분석법 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	람다 경쇄 토끼 단일클론 항체 (Lambda Light Chain Rabbit mAb)
비고/별칭	V1-19; IGLV151; 람다 경쇄
종	인체(Human)
유전자 ID (인체)	28820
유전자 ID	28820
면역원	제조항 단백질 (인체 람다 경쇄 aa 1-117, SWISS: P01701)
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스, 래트
SWISS	P01701
단백질 무게	12kDa
배송	아이스팩