


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Lamc1 토끼 단일클론 항체 - P11047

품목 번호: CM0006376



소개

사람, 쥐, 랫트에서 반응성을 확인한 WB, IHC-P, ELISA용 LAMC1 토끼 단일클론 항체입니다. 세포 부착 및 기저막 형성에 관여하는 라미닌 서브유닛 감마-1을 타겟으로 하며, 발생생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LAMC1 Rabbit mAb
비고/별칭	LAMB2
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	3915
GeneID	3915
면역원	사람 LAMC1 (NP_002284.3)의 아미노산 1030-1275에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	P11047
단백질 분자량	178kDa
배송	아이스백