


Wb, Ihc-P 및 Elisa용 Anti-Lamc1 토끼 다클론 항체 - P11047

품목 번호: CM0013635



소개

WB, IHC-P 및 ELISA 응용 분야에서 검증된 고품질 anti-LAMC1 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 라미닌 감마-1 소단위체와 반응합니다. 세포외기질 및 기저막 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LAMC1 토끼 pAb
비고/별칭	LAMB2; LAMC1
종	인간
GeneID (인간)	3915
GeneID	3915
면역원	재조합 단백질
소스	토끼
분류	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P11047
단백질 분자량	178kDa
배송	아이스팩