

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Lamc2 단일클론 항체 - Q13753

품목 번호: CM0011330

소개

LAMC2 Rabbit mAb는 WB, IF/ICC 및 ELISA에서 인간 라미닌 서브유닛 감마-2를 특이적으로 검출합니다. 131 kDa 밴드를 보이는 재조합 단일클론 항체로, 세포외기질 및 세포 부착 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LAMC2 Rabbit mAb
비고/별칭	B2T; CSF; EBR2; BM600; EBR2A; JEB3A; JEB3B; LAMB2T; LAMNB2
종	인간
유전자 ID (인간)	3918
유전자 ID	3918
면역원	재조합 단백질 인간 LAMC2 (NP_005553.2)의 아미노산 746-860에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q13753
단백질 무게	131kDa
배송	아이스백