

Wb, If/Icc, If-P, Elisa용 Anti-Lamc2 폴리클로날 항체 - Q13753

품목 번호: CM0020752

소개

웨스턴 블롯(Western blot), IF/ICC, IF-P 및 ELISA용 Anti-LAMC2 토끼 폴리클로날 항체; 인간, 마우스, 쥐와 반응; 세포 부착 및 산란(scattering)에 관여하는 기저막 구성 요소인 라미닌 서브유닛 감마-2를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LAMC2 Rabbit pAb
비고/별칭	B2T; CSF; EBR2; BM600; EBR2A; JEB3A; JEB3B; LAMB2T; LAMNB2; LAMC2
종(Species)	인간(Human)
GeneID	3918
면역원(Immunogen)	인간 LAMC2 (NP_005553.2)의 아미노산 746-860에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q13753
단백질 분자량	131kDa
배송(Shipping)	아이스백