

Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Lamin A/C 단일클론 항체 - P02545

품목 번호: CM0002316



소개

[KO 검증됨] Lamin A/C를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, IHC, IF/ICC, IP 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 핵 라미나, 라미노병증 및 세포 노화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] Lamin A/C 토끼 mAb
비고/별칭	FPL; IDC; LFP; CDDC; EMD2; FPLD; HGPS; LDP1; LMN1; LMNC; MADA; PRO1; CDCD1; CMD1A; FPLD2; LMNL1; CMT2B1; LGMD1B; /C
종	인간
GeneID (Human)	4000
GeneID	4000
면역원	인간 Lamin A/C (NP_733821.1)의 아미노산 403-572 서열에 대응하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P02545
단백질 분자량	74kDa
배송	아이스백