

Wb, If/Icc, Ihc-P, Chip, Elisa용 Anti-Lamin A/C 다클론 항체 - P02545

품목 번호: CM0016934



소개

인간 Lamin A/C를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역세포화학, 면역조직화학, 염색질 면역침전 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 랫드 종을 인식합니다. 핵 라미나 구조, 염색체 동역학 및 라미노병증 기전 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Lamin A/C 토끼 pAb
비고/별칭	FPL; IDC; LFP; CDDC; EMD2; FPLD; HGPS; LDPI; LMN1; LMNC; MADA; PRO1; CDCD1; CMD1A; FPLD2; LMNLI; CMT2B1; LGMD1B; Lamin A/C
종	인간
유전자 ID (인간)	4000
유전자 ID	4000
면역원	인간 Lamin A/C (NP_733821.1)의 아미노산 403-572에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P02545
단백질 분자량	74 kDa
배송	아이스팩