


Anti-Lamin B2 폴리클로날 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa 용) - Q03252

품목 번호: CM0025878



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-Lamin B2 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 Lamin B2 (70 kDa)를 인식합니다. 핵 라미나 및 세포 주기 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수 이름	값
제품명	Lamin B2 Rabbit pAb
비고/별칭	EPM9; LMN2; LAMB2; MCPH27; Lamin B2
종	인간
GeneID (인간)	84823
GeneID	84823
면역원	인간 Lamin B2 (NP_116126.3)의 아미노산 341-620에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q03252
단백질 분자량	70kDa
배송	아이스백