

Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa용 라미닌 토끼 다클로날 항체 - Q9Y6N6 / P25391 / P24043 / P07942 / P55268 / P11047

품목 번호: CM0025620

소개

라미닌 서브유닛 감마-3 및 기타 라미닌 사슬을 표적으로 하는 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며, 사람, 마우스, 쥐에서 반응성을 나타냅니다. 세포외기질 및 기저막 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Laminin Rabbit pAb
비고/별칭	ARP; Arp1; ARL18
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	10319/284217/3908/3912/3913/3915/3918
유전자 ID	10319/284217/3908/3912/3913/3915/3918
면역원	사람 라미닌 재조합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	Q9Y6N6/P25391/P24043/P07942/P55268/P11047
단백질 분자량	171kDa/337kDa/344kDa/198kDa/196kDa/178kDa
배송	아이스백 (Ice bag)