


Wb 및 Elisa용 항-Lamp1 다클론 항체 - P11279

품목 번호: CM0028877



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야를 위한 인간 LAMP1(CD107a)에 대한 토끼 다클론 항체. 자가포식, NK 세포 세포독성 및 바이러스 침입에 중요한 45 kDa 리소좀 막 당단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LAMP1 토끼 pAb
비고/별칭	LAMPA; CD107a; LGP120; LAMP1
종	인간
유전자 ID (인간)	3916
유전자 ID	3916
면역원	인간 LAMP1(NP_005552.3)의 아미노산 150-250 범위 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P11279
단백질 분자량	45 kDa
배송 방식	아이스 팩