


Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Lamp1 폴리클로날 항체 (Kd 검증) - P11279

품목 번호: CM0019576



소개

WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA용으로 검증된 토끼 폴리클로날 LAMP1 항체. 인간, 마우스, 래트에 반응. 자가포식, 리소좀 pH 조절, NK 세포 세포독성에 관여하는 리소좀 막 당단백질을 표적. 세포 생물학 및 면역종양학 연구에 이상적. - P11279

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증] LAMP1 토끼 pAb
비고/별칭	LAMP1; CD107a; LGP120; LAMP1
종	인간
GeneID (인간)	3916
GeneID	3916
면역원	인간 LAMP1 (NP_005552.3)의 아미노산 150-250 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P11279
단백질 분자량	45 kDa
배송	아이스백