


유세포 분석용 Anti-Lamp1/Cd107A 단일클론 항체 - P11279

품목 번호: CM0008531



소개

세포 내 유세포 분석(intracellular flow cytometry)에 대해 검증된 Rabbit anti-Human LAMP1/CD107a 단일클론 항체입니다. 자가포식(autophagy) 및 NK 세포 세포독성에 관여하는 리소좀 막 글리코단백질을 표적합니다. 재조합 면역원 (aa 29-382), UniProt P11279, ~38-45 kDa.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human LAMP1/CD107a mAb
비고/별칭	LAMP1; CD107a; LGP120
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	3916
GeneID	3916
면역원(Immunogen)	인간 LAMP1/CD107a (NP_005552.3)의 아미노산 29-382에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	FC (intra)
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P11279
단백질 분자량	38kDa/45kDa
배송(Shipping)	아이스팩