

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Lamp2 폴리클론 항체 - P13473

품목 번호: CM0022922



소개

인간 LAMP2에 대한 토끼 폴리클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 마우스와 교차 반응합니다. 리소좀 생합성, 자가포식, MHC class II 항원 제시 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LAMP2 Rabbit pAb
비고/별칭	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110; LAMP2
종	인간
GeneID (인간)	3920
GeneID	3920
면역원	인간 LAMP2 아미노산 29-375에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질 (NP_002285.1)
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P13473
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백