

Anti-Lamp2 폴리클론항체 (Ko 검증됨) For Wb, Ihc-P, Elisa - P13473

품목 번호: CM0015401



소개

LAMP2(CD107b)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 재조합 면역원(aa 29-375). 자가포식, 리소좀, 샤페론 매개 자가포식 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증됨] LAMP2 토끼 pAb
비고/별칭	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110; P2
종	인간
유전자 ID	3920
면역원	인간 LAMP2 (NP_002285.1)의 아미노산 29-375에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P13473
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백