

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Lamp3 토끼 다클로날 항체 - Q9Uqv4

품목 번호: CM0024706



소개

사람, 쥐, 랫드에 반응성을 가지며 WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 LAMP3 토끼 다클로날 항체입니다. 오토파지, 수지상세포, 바이러스 감염 연구에 적합합니다. CamelBio의 신뢰할 수 있는 IVD 원료입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LAMP3 Rabbit pAb
비고/별칭	LAMP, CD208, DCLAMP, LAMP-3, TSC403, DC LAMP, DC-LAMP
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID	27074
면역원(Immunogen)	사람 LAMP3 (NP_055213.2)의 아미노산 140-380에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	Q9UQV4
단백질 분자량	44kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)