

Wb, If/Icc, Elisa용 Lamtor1 토끼 다클론 항체 - Q6Iaa8

품목 번호: CM0021948



소개

LAMTOR1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. mTOR 신호전달, 리소좀 생물학 및 아미노산 감지 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LAMTOR1 토끼 pAb
비고/별칭	p18; PDRO; C11orf59; p27RF-Rho; Ragulator1; LAMTOR1
종	인간
GeneID (인간)	55004
GeneID	55004
면역원	인간 LAMTOR1의 아미노산 1-161에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_060377.1)
생산원	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q6IAA8
단백질 분자량	18kDa
배송	얼음팩