


Anti-Langerin/Cd207 Rabbit 폴리클론항체 For Wb, Elisa - Q9Uj71

품목 번호: CM0026597



소개

Langerin/CD207에 대한 Rabbit 폴리클론항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA 검증 완료; 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 면역세포 및 항원 제시에서 Langerin 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Langerin/CD207 Rabbit pAb
비고/별칭	CLEC4K; Langerin/CD207
종	인간
GeneID (Human)	50489
면역원	인간 Langerin/CD207 (NP_056532.4)의 아미노산 70-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	래빗
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UJ71
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스백