


Wb, Elisa용 Anti-Lap2 토끼 다클론 항체 - P42166/P42167

품목 번호: CM0022093



소개

인간 LAP2(흉선포이에틴, TMPO)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 핵 구조 및 T세포 발달 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LAP2 토끼 pAb
비고/별칭	TMPO; CMDIT; LAP2; LEMD4; PRO0868; TP; 흉선포이에틴
종	인간
유전자 ID(인간)	7112
유전자 ID	7112
면역원	재조합 단백질 인간 LAP2(NP_001027454.1)의 아미노산 1-168번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	P42166/P42167
단백질 중량	38kDa/50kDa/75kDa
배송	아이스백