

Anti-Lap3 (Kd 검증됨) 토끼 단일클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - P28838

품목 번호: CM0010893

소개

웨스턴 블로팅, IHC-P, ELISA용 KD 검증된 anti-LAP3 토끼 단일클론 항체입니다. 글루타티온 대사에 관여하는 인간, 마우스, 랫트 세포질 아미노펩티다제 LAP3를 검출합니다. 녹다운(knockdown) 검증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증됨] LAP3 Rabbit mAb
비고/별칭	LAP; PEPS; LAPEP; HEL-S-106
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	51056
GeneID	51056
면역원(Immunogen)	인간 LAP3 (NP_056991.2)의 아미노산 21-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P28838
단백질 분자량	56kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)