

Wb, Elisa용 항-Lap3 토끼 다클론 항체 - P28838

품목 번호: CM0025701

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합한 인간 LAP3(세포질 아미노펩티다아제)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 글루타티온 대사 및 세포 산화환원 상태 연구에 이상적입니다. 56kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LAP3 토끼 pAb
비고/별칭	LAP; PEPS; LAPEP; HEL-S-106; LAP3
종	인간
유전자ID (인간)	51056
유전자ID	51056
면역원	인간 LAP3 (NP_056991.2)의 아미노산 260-519에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P28838
단백질 분자량	56kDa
배송 방식	아이스백