

Anti-Lap3 Rabbit Polyclonal Antibody - P28838

품목 번호: CM0020365

소개

토끼 폴리클론성 항-인간 LAP3 항체. WB, IF-P, ELISA에 대해 테스트됨; 마우스, 래트와 교차 반응. 글루타티온 대사에서 세포질 아미노펩티다제 기능 연구에 사용.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LAP3 Rabbit pAb
비고/별칭	LAP3; HEL-S-106; LAP; LAPEP; PEPS; cytosol aminopeptidase
종	인간
유전자 ID	51056
면역원	재조합 인간 LAP3 단백질
원천	토끼
분류	폴리클론성 항체
응용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P28838
단백질 분자량	52kDa/56kDa
배송	아이스백