

Laptm4B 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q86Vi4

품목 번호: CM0015528

소개

WB 및 ELISA용 LAPTM4B(리소좀 연관 막횡단 단백질 4B)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 리소좀 기능과 mTORC1 신호 전달에 관여하는 인간, 마우스 및 랫드 LAPTM4B를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	LAPTM4B 토끼 pAb
비고/별칭	LC27, LAPTM4beta, LAPTM4B
종	인간
유전자 ID (인간)	55353
유전자 ID	55353
면역원	제조합 단백질; 인간 LAPTM4B (NP_060877.3)의 아미노산 218-317에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q86VI4
단백질 분자량	35kDa
배송 방법	아이스백