

항-Laptm5 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q13571

품목 번호: CM0024171

소개

LAPTM5 토끼 다클론 항체는 WB와 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 표적은 리소좀 연관 막단백질 5이며, 조혈 세포 기능과 배발생에 중요합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LAPTM5 토끼 pAb
비고/별칭	CLAST6; LAPTM5
종	인간
GeneID (인간)	7805
GeneID	7805
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13571
단백질 분자량	30kDa
배송 방식	아이스백