


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Lar 토끼 단클론 항체 - P10586

품목 번호: CM0012069



소개

WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증된 인간 항-LAR 토끼 단클론 항체입니다. 세포 접착 및 EPHA2 신호 전달에 관여하는 약 213 kDa 수용체형 티로신 포스파타제 F(PTPRF)를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LAR 토끼 mAb
비고/별칭	LAR; BNAH2
종	인간
유전자ID (인간)	5792
유전자ID	5792
면역원	인간 PTPRF(NP_002831.2)의 아미노산 1016-1250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P10586
단백질 분자량	213kDa
배송 방식	아이스백