


Anti-Larp1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q6Pkg0

품목 번호: CM0026201



소개

사람 LARP1에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. LARP1은 mTORC1 하류에서 5'TOP mRNA의 번역을 조절하는 RNA 결합 단백질로, 세포 성장과 증식에 영향을 미칩니다. 번역 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LARP1 Rabbit pAb
비고/별칭	LARP; Lar1; Lhp1; LARP1
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	23367
GeneID	23367
항원	사람 LARP1 (Q6PKG0)의 아미노산 106-205에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human)
SWISS	Q6PKG0
단백질 분자량	124kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)