

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Larp1B 다클론 항체 - Q659C4

품목 번호: CM0016982

소개

인간 LARP1B에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드 샘플에서 LARP1B(~105 kDa)를 검출합니다. RNA 결합 단백질 연구 및 분석법 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LARP1B 토끼 pAb
비고/별칭	LARP2; LARP1B
종	인간
GeneID (인간)	55132
GeneID	55132
면역원	인간 LARP1B(NP_060548.2)의 아미노산 170-320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
동물 기원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q659C4
단백질 분자량	105kDa
배송	아이스 팩