


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Larp4 다클론 항체 - Q71Rc2

품목 번호: CM0030825



소개

인간 LARP4에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 생쥐 및 래트와 교차 반응합니다. 면역원: 아미노산 1-120을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다. mRNA 번역 및 세포 형태 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LARP4 토끼 pAb
비고/별칭	PP13296; LARP4
종	인간
GeneID (인간)	113251
GeneID	113251
면역원	인간 LARP4 (NP_443111.4)의 아미노산 1-120에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	생쥐, 래트
SWISS	Q71RC2
단백질 분자량	81kDa
배송	아이스 팩