


Wb, Elisa용 Anti-Larp5 폴리클로널 항체 - Q92615

품목 번호: CM0014710



소개

인간 LARP5 (La-related protein 4B)에 대한 토끼 폴리클로널 항체, 면역원 aa 519-738. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. mRNA 번역 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LARP5 Rabbit pAb
비고/별칭	LARP5; KIAA0217
종	인간(Human)
GeneID (인간)	23185
GeneID	23185
면역원	인간 LARP5 (NP_055970.1)의 아미노산 519-738에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q92615
단백질 분자량	81kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)