


Wb, Elisa용 Anti-Larp6 폴리클로날 항체 - Q9Brs8

품목 번호: CM0021418



소개

인간 LARP6에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다. 콜라겐 번역 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LARP6 Rabbit pAb
비고/별칭	ACHN; LARP6
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	55323
유전자 ID	55323
면역원	인간 LARP6 (NP_060827.2)의 아미노산 1-320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9BRS8
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)