

Anti-Larp7 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q4G0J3

품목 번호: CM0015258



소개

LARP7(hLARP7/PIP7S)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA 검증 완료; 인간 및 마우스와 반응합니다. 7SK RNP 복합체를 통한 전사 연장 조절 연구에 이상적입니다. - Q4G0J3

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LARP7 토끼 pAb
비고/별칭	ALAZS; PIP7S; hLARP7; HDCMA18P; LARP7
종	인간
유전자 ID	51574
면역원	재조합 단백질 인간 LARP7(NP_057732.2)의 아미노산 160-380에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q4G0J3
단백질 무게	67kDa
배송	아이스팩