

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Lars 다클론 항체 - Q9P2J5

품목 번호: CM0013910



소개

인간 LARS(세포질 류신-tRNA 합성효소)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스 반응성을 가지며 WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 단백질 생합성 및 아미노아실-tRNA 합성효소 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LARS 토끼 pAb
비고/별칭	LRS; LARS; LEUS; LFIS; ILFS1; LEURS; PIG44; RNTLS; HSPC192; hr025C1
종	인간
유전자 ID (인간)	51520
유전자 ID	51520
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9P2J5
단백질 분자량	134kDa
배송	아이스백