


Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 항-Lasp1 다클론 항체 - Q14847

품목 번호: CM0029312



소개

인간 LASP1(MLN50)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, IP, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 액틴 역학 및 암 전이에 관여하는 30 kDa 단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LASP1 토끼 pAb
비고/별칭	MLN50; Lasp-1; LASP1
종	인간
GeneID (인간)	3927
GeneID	3927
면역원	인간 LASP1 (NP_006139.1)의 아미노산 130-205에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q14847
단백질 분자량	30kDa
배송 방식	아이스백