

Anti-Lat Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O43561

품목 번호: CM0027220

소개

인간 LAT (T-세포 활성화 연결자 패밀리 구성원 1)에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 검증 완료. T-세포 수용체 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LAT Rabbit pAb
비고/별칭	LAT1; pp36; IMD52; LAT
종	인간
GeneID	27040
면역원	인간 LAT (NP_055202.1)의 아미노산 95-262 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O43561
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백