

Anti-Lat1/Slc7A5 폴리클론항체 (Wb, If/Icc, Elisa 용) - Q01650

품목 번호: CM0028993



소개

Anti-LAT1/SLC7A5 토끼 폴리클론항체는 WB, IF/ICC, ELISA에 사용됩니다. 인간, 마우스, 래트와 교차반응합니다. 대형 중성 아미노산 운반체 소단위체 1을 표적하며, 운반체 및 암 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LAT1/SLC7A5 Rabbit pAb
비고/별칭	E16; CD98; LAT1; 4F2LC; MPE16; D16S469E; LAT1/SLC7A5
종	인간
유전자 ID (인간)	8140
유전자 ID	8140
면역원	인간 LAT1/SLC7A5 (NP_003477.4)의 아미노산 1-125에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q01650
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스백