

Wb 및 Elisa용 항-Lats1 토끼 단일클론 항체 - O95835

품목 번호: CM0004387



소개

인간 LATS1에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체. WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 히포 신호전달, 종양 억제 및 세포주기 조절 연구에 이상적입니다. - O95835

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LATS1 토끼 mAb
비고/별칭	wt; WARTS; LATS1
종	인간
GeneID (인간)	9113
GeneID	9113
면역원	합성 펩티드 인간 LATS1 (NP_004681.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩티드.
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O95835
단백질 분자량	127kDa
배송	아이스백