


Anti-Lats1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - O95835

품목 번호: CM0023072



소개

Human LATS1 (O95835)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 나타냅니다. Hippo 경로 및 종양 억제 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	LATS1 Rabbit pAb
비고/별칭	wt; WARTS; LATS1
종	사람(Human)
GeneID (사람)	9113
GeneID	9113
면역원	합성 펩타이드 사람 LATS1 (NP_004681.1)의 아미노산 100-200 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O95835
단백질 분자량	127kDa
배송	아이스 팩