


Wb, Elisa용 Anti-Lats2 토끼 다클론 항체 - Q9Nrm7

품목 번호: CM0020055



소개

Hippo 종양 억제 경로의 핵심 키나아제인 LATS2에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 종양학 및 세포 신호전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LATS2 토끼 pAb
비고/별칭	KPM; LATS2
종	인간
GeneID (인간)	26524
GeneID	26524
면역원	재조합 단백질; 인간 LATS2(NP_055387.2)의 아미노산 70-145 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9NRM7
단백질 분자량	120kDa
배송	아이스팩