

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Lbp 다클론 항체 - P18428

품목 번호: CM0022125

소개

LBP Rabbit pAb(SWISS P18428)는 WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 다클론 항체로, 인간, 마우스 및 랫드에 교차 반응성을 나타냅니다. 세균성 지질다당류에 결합하며 선천면역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LBP Rabbit pAb
비고/별칭	BPIFD2; LBP
종	인간
유전자 ID(인간)	3929
유전자 ID	3929
면역원	합성 펩타이드 인간 LBP(NP_004130.2)의 아미노산 250-350번 구간에 해당하는 합성 펩타이드
항체 공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P18428
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스팩