


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Lbr 폴리클로날 항체 - Q14739

품목 번호: CM0027051



소개

WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 인간 LBR(라민 B 수용체)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 콜레스테롤 대사 및 핵막 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LBR Rabbit pAb
비고/별칭	PHA; C14SR; LMN2R; PHASK; TDRD18; DHCR14B; LBR
종	Human
GeneID (Human)	3930
면역원	재조합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q14739
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스백