


Anti-Lc3A/Lc3B Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - Q9Gzq8/Q9H492

품목 번호: CM0030713



소개

LC3A/LC3B 표적 토끼 다클론 항체, 인간, 마우스, 랫트에서 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증됨. 자가포식 및 미토파지 연구에 유용함. Q9GZQ8/Q9H492.

[자세히 알아보기](#)

사양	값
제품명	LC3A/LC3B Rabbit pAb
비고/별칭	MAP1LC3B; ATG8F; LC3B; MAP1A/1BLC3; MAP1LC3B-a; MAP1LC3A; ATG8E; LC3; LC3A; MAP1ALC3; MAP1BLC3; LC3A/LC3B
종	인간
GeneID (Human)	84557/81631
GeneID	84557/81631
면역원	인간 LC3A (NP_115903.1)의 아미노산 1-60 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원산지	토끼
범주	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q9GZQ8/Q9H492
단백질 무게	14kDa
배송	아이스백