


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Lc3A/Lc3B Rabbit Polymab® - Q9Gzq8 / Q9H492

품목 번호: CM0011757



소개

오토파지(자가포식) 연구용 인간 LC3A/LC3B를 표적하는 토끼 단일클론 항체. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 마우스 및 랫트와 교차 반응함. 오토파고솜 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	LC3A/LC3B Rabbit PolymAb®
비고/별칭	LC3; LC3A; ATG8E; MAP1ALC3; MAP1BLC3; LC3A/B; LC3B
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	84557/81631
유전자 ID	84557/81631
면역원	인간 LC3A/LC3B에서 유래한 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q9GZQ8/Q9H492
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)