


Wb, Elisa용 Anti-Lc3B 단일클론 항체 - Q9Gzq8

품목 번호: CM0002345



소개

인간 LC3B (MAP1LC3B)에 대한 마우스 단일클론 항체. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 자가포식 연구 및 약 15kDa 단백질 검출에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LC3B Mouse mAb
비고/별칭	LC3B; ATG8F; MAP1LC3B-a; MAP1A/1BLC3
종	인간
GeneID	81631
면역원	인간 LC3B (NP_073729.1)의 아미노산 1-125에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
원천	마우스
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9GZQ8
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스백